



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

肌酐(Cr)检测试剂盒(PA 速率微板法)

简介:

肌酐(creatinine, Cr)是人体或动物肌肉内代谢的产物, 每 20g 肌肉代谢可产生约 1mg 肌酐, 由肾小球滤过排出体外, 外源性肌酐是肉类食物在体内代谢后的产物, 内源性肌酐是体内肌肉组织代谢的产物。

肌酐(Cr)检测试剂盒(PA 速率微板法)检测原理是血清、血浆、尿液中的肌酐与苦味盐反应, 生成橘红色的苦味盐肌酐复合物的反应速率, 选择适宜的速率监测时间, 避开干扰物质对肌酐与苦味盐反应的干扰, 通过分光光度比色法(酶标仪)测定 510nm 处吸光度, 可用于测定人体、动物的血浆、血清、尿液样品中肌酐含量。该试剂盒仅用于科研领域, 不宜用于临床诊断或其他用途。

组成:

名称 \ 编号	R21727 100T	Storage
试剂(A): 肌酐标准(10mmol/L)	1ml	4℃ 避光
试剂(B): 肌酐标准稀释液	2ml	RT
试剂(C): Cr 显色液	10ml	RT 避光
试剂(D): Cr Assay Buffer	10ml	RT
使用说明书	1 份	

自备材料:

- 1、蒸馏水
- 2、酶标仪、96 孔板、恒温箱或水浴锅

操作步骤(仅供参考):

- 1、准备样品: 血浆、血清按照常规方法制备, -20℃ 冻存。如果尿液中肌



酞含量较高, 可用蒸馏水作 1: 10~100 稀释后再测定。一般不建议稀释倍数过高, 否则导致吸光度差值较小。

2、配制标准品工作液: 按肌酐标准(10mmol/L): 肌酐标准稀释液=1:49 的比例混合, 使浓度达到 200 μ mol/L, 即为标准品工作液-肌酐标准(200 μ mol/L)。4 $^{\circ}$ C 保存 1 周有效。

3、配制 Cr 显色工作液: 取 Cr 显色液和 Cr Assay Buffer 等量混合, 室温放置 20min, 即为 Cr 显色工作液。

4、Cr 加样: 按照下表设置标准孔、测定孔, 溶液应按照顺序依次加入, 并注意避免产生气泡。如果样品中的 Cr 浓度过高, 可以适当稀释 10~100 倍后再进行测定。

加入物(μ l)	标准孔	测定孔
肌酐标准(200 μ mol/L)	20	—
血清、血浆、稀释尿液	—	20
Cr 显色工作液	200	200

注意: 对于某些干扰物较多的样品, 可以提高肌酐标准的工作浓度以减少误差, 如配制浓度为 300~400 μ mol/L 的肌酐标准进行测定, 其计算公式中应相应 \times 300~400, 而不是 \times 200。一般先加标准品和待测样品, 再加入 Cr 显色工作液后准确计时、读数。

5、Cr 测定: 反应温度 37 $^{\circ}$ C, 充分混匀后准确反应 20s, 酶标仪测定 510nm 吸光度, 读取各孔吸光度($A_{\text{标准 1}}$ 、 $A_{\text{测定 1}}$); 待反应进行至准确 60s, 再读取各孔吸光度($A_{\text{标准 2}}$ 、 $A_{\text{测定 2}}$)。注意: 采用酶标仪测定时, 一般建议用临床生化分析仪, 手工或半手工操作有可能不准确, 或者测定效果不佳。

计算:

$$\text{肌酐}(\mu\text{mol/L}) = (A_{\text{测定 2}} - A_{\text{测定 1}}) / (A_{\text{标准 2}} - A_{\text{标准 1}}) \times 200 \times N$$

式中: $A_{\text{测定 1}}$ = 反应 20s 测定孔的吸光度

$A_{\text{测定 2}}$ = 反应 60s 测定孔的吸光度

$A_{\text{标准 1}}$ = 反应 20s 标准孔的吸光度



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

$A_{\text{标准 } 2} = \text{反应 } 60\text{s 标准孔的吸光度}$ 、

$N = \text{样本稀释倍数}$

参考区间:

成年人男性血肌酐: $62 \sim 115 \mu\text{mol/L}$ ($0.7 \sim 1.3 \text{mg/dl}$)

成年人女性血肌酐: $53 \sim 97 \mu\text{mol/L}$ ($0.6 \sim 1.1 \text{mg/dl}$)

注意事项:

1、由于本产品检测方法属于速率法,其全程反应时间在 2~3min 左右,反应较快,因此测定的关键点在检测时间,一定注意操作时间,否则结果会显示不出差异。

2、该 PA 速率法线性范围可达 $2000 \mu\text{mol/L}$,样本浓度过高时应稀释后再测定。

3、测定各孔时,待测样品、标准品温度均需达到室温,否则影响结果。

4、轻度溶血样本对肌酐测定无影响。

5、一次性不宜同时测定过多样本,避免因延长加入试剂时间导致测定结果的不准确。建议在加入样品后,最多一次性加入 2~3 个管的 Cr 显色工作液,如采用排枪,可适当增加一次性加入的管数。


6、一般尿液肌酐含量较高,如果显色后吸光度仍超过本法的线性范围(即 $2000 \mu\text{mol/L}$),可用蒸馏水稀释 10~100 倍后再重新进行测定。

7、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。常温运输, 4°C 保存。

附录:

参考标准曲线范围: 源叶生物测定肌酐标准在 200 $\mu\text{mol/L}$ 时, 通过酶标仪 505nm 测定 60s 与 20s 的吸光度差值大多在 0.02~0.05 之间。源叶生物测定肌酐标准在 0、50、100、200、300、400 $\mu\text{mol/L}$ 的差值, 据此源叶生物作出其标准曲线如下:



注意: 由于检测仪器和操作手法等条件的不同, 参考值范围会有波动, 该值仅供参考, 对于要求精确计算肌酐含量的, 可以采用标准曲线进行多点测定。