



DMSO(细胞冻存)

简介:

随着实验室细胞培养的发展,除了原代培养之外,人工开发出来的细胞系的保存越来越重要;冷冻保存细胞系的优点如下:1、减少基因漂移;2、减缓细胞系的衰老;3、稳定表型;4、减少微生物污染及交叉污染机会等。细胞冷冻的原理在于尽可能降低细胞内的晶体形成,减少细胞内水凝固所形成的高浓度溶质对细胞造成的低温损伤,从提高细胞复苏时的存活率,细胞冻存的数量应保证复苏时低温保护剂获得 1:10~1:20 的稀释,稀释后的细胞浓度仍高于正常传代的细胞浓度为宜,这是因为当低温保护剂稀释 10~20 倍以后,该浓度一般不会对细胞造成毒性损伤。

源叶生物 DMSO(细胞冻存)是经典的细胞冻存液的成分之一,用于各种哺乳动物原代细胞、传代细胞系、杂交瘤细胞等的冻存,该溶液经无菌处理。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

组成:

名称	编号			Storage
	R21950			
DMSO(细胞冻存)	50ml	100ml	250ml	RT
说明书	一份			

自备材料:

- 1、细胞计数器、细胞冻存管、离心机、低温冰箱
- 2、超低温冰箱或液氮、超净工作台
- 3、血清、培养基

操作步骤(仅供参考):



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

1、培养细胞至对数生长晚期，显微镜观察其外观、形态、有无污染等，取状态良好的细胞进行冻存操作；如为贴壁生长细胞，用胰蛋白酶消化并用完全培养基终止消化，进行细胞计数；如为悬浮生长细胞，进行细胞计数。

2、500~1000g 离心 5min，弃上清。

3、一般按培养基：DMSO(细胞冻存)=9：1 或者血清：培养基：DMSO(细胞冻存)=1：8：1 等比例配制细胞冻存液，重悬细胞，使细胞浓度达到 $1 \sim 10 \times 10^6/\text{ml}$ ，置于冻存管中，密闭、不要拧的太紧，避免弯曲变形。

4、一般遵循 $1^\circ\text{C}/\text{min}$ 的速率进行冷冻；亦可采用 4°C 20min， -20°C 30min， -70°C 过夜，最后置于液氮罐中长期存储。

注意事项：

- 1、注意在超净工作台内无菌操作，尽量避免污染。
- 2、配制的细胞冻存液可 -20°C 保存，初次使用融化后可在 4°C 保存 1 个月，但应减少反复冻融的次数，以免失效。
- 3、杂交瘤细胞冻存时应定期复苏，检查细胞的活性和分泌抗体的稳定性。
- 4、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12 个月有效。