

上海源叶生物科技有限公司

Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd 电话: 400-666-5481 传真: 021-55068248

网址: www.shyuanye.com 邮箱: 3008007435@qq.com

001\*7阳离子交换树脂

操作步骤(仅供参考):

1.树脂预处理

001\*7阳离子交换树脂是强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂,新树脂在使用前,需进行予处理。将准备装柱使用的新树脂,先用 70-80℃的热水(清洁的自来水即可)反复清洗。开始浸洗时,每隔约 15 分钟换水一次,浸洗时要不时搅动换水 4-5 次后,可隔约 30 分钟换水一次,总共换水 7-8 次,浸洗至浸洗水不带褐色,泡沫很少时为止。也可用 10%氯化钠溶液浸泡树脂 24 小时,然后用清水冲洗至洗水无色为止。

2.酸处理

酸处理最好在交换柱中进行, 先用湿法装柱法将树脂放入柱内。用 1N 盐酸缓慢流过树脂, 用量约为强酸阳树脂体积的 2-3 倍, 每小时 1.5 倍床层体积流过。酸进完后, 再浸泡 1 小时左右。然后用水冲洗, 至出水 PH 为 5 左右为止。

3.碱处理

用 1NNaOH 流过树脂,用量及流速与 1 相同。碱进完后,同样再浸泡 1 小时左右。然后用水冲洗,至出水 PH 为 9 左右为止。

4.转型

若需用 H 型,则用 1N 盐酸或硫酸,将树脂转成 H 型,用量为树脂体积的 3-5 倍,流速与 1 相同。酸流完后,用去离子水冲洗至出水 PH 值为 6 以上时,即可投入使用。若用 Na 型,则不必转型,于碱处理完成后,即可投入使用。但冲洗树脂用水需用去离子水。

5.再生

再生前,先将树脂反洗至出水无色透明。H型树脂用 1NHCL、Na型树脂用 1NNaoH(也可用 8%的 NaCL 溶液)过柱,用量为柱脂体积的 2-3 倍,流速为每小时 1 倍床层体积。再生液过完后,用去离子水洗柱至出水至中性,即可再次投入使用。