



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

ABTS 清除能力检测试剂盒 分光法

产品编号	产品名称	包装
R32103-48T	ABTS 清除能力检测试剂盒 分光法	48T

产品简介:

ABTS 法可用于亲水性和亲脂性物质抗氧化能力测定, 是使用最广泛的间接检测方法。ABTS 是一种介体物质, 用 $K_2S_2O_8$ 与 ABTS 直接生成稳定的阳离子自由基 $ABTS^+$, 在 734 nm 处有最大吸收峰。被测物质加入 ABTS 自由基溶液后, 所含抗氧化成分能与 ABTS 自由基发生反应而使反应体系褪色, 734 nm 的吸光度下降, 在一定范围内其吸光度的变化与自由基被清除的程度成正比。通过测定吸光度下降的程度来, 进而对样本中 ABTS 清除能力进行定量分析。

产品组成:

试剂名称	规格	保存要求	备注
试剂一	粉末×3 支	4℃保存	用前甩几下使粉剂落入底部, 每支加 0.49mL 蒸馏水溶解 (溶解后一周内用完)。
试剂二	粉末×1 支	4℃保存	临用前甩几下使粉剂落入底部, 再加 2.86mL 蒸馏水, 充分溶解备用。
标准品	粉末×1 支	4℃保存	若重新做标曲, 则用到该试剂。

使用方法:

工作液配置: 临用前将加水溶解后的试剂一和试剂二按照 1:1 比例混合, 避光反应 12h 后 (二天内用完), 再用无水乙醇稀释 20-30 倍备用 (使 A 空白管在 1.0 ± 0.2 , 用乙醇稀释后的液体即工作液最好现配现用)。

建议正式实验前, 选取 2 个样本做预测定, 了解实验样品情况, 熟悉流程, 避免样本和试剂浪费!

一、样本准备:

1. 组织样本:



(a) 称取约 0.1g 新鲜组织或者 0.05g 烘干样本（将样本在 105℃ 下杀青 3min，然后 60℃ 烘干至恒重，粉碎，过 40 目筛，得到烘干样本）；

(b) 加入 1mL 的 80% 甲醇提取液（若鲜样需研磨均质），于 60℃，200-300W 条件下超声提取 30min（间隔 5min 振荡混匀一次），若有损失需用 80% 甲醇定容至 1mL；

(c) 10000-12000g，室温离心 10min，取上清测定。

【注】：若增加样本量，可按照组织质量（g）：提取液体积（mL）为 1：5~10 的比例提取。

2. 细菌/细胞样本：

(a) 收集细菌或细胞到离心管内，离心后弃上清；

(b) 取约 5×10^6 个细菌或细胞加入 1mL 80% 甲醇提取液，超声波破碎细菌或细胞（冰浴，功率 20% 或 200W，超声 3s，间隔 10s，重复 30 次）；

(c) 10000-12000g，室温离心 10min，取上清测定。

【注】：若增加样本量，可按每 $0.5 \sim 1 \times 10^7$ 个细菌/细胞数量加入 1mL 提取液的比例进行提取。

3. 液体样本：

澄清的液体可直接检测；若浑浊则离心后取上清液检测

二、样品测定：

1. 可见分光光度计预热 30min，设定波长到 734nm，无水乙醇调零。

2. 不同样本清除能力不一，可先选取 2 个样本做检测，若 A 测定-A 对照接近零，需对样本进行稀释（用 80% 甲醇提取液稀释）后再检测，稀释倍数 D 代入公式计算。


3. 在离心管中依次加入：

试剂名称(μL)	测定管	对照管	空白管
样本	50	50	-
80%甲醇	-	950	50
工作液	950	-	950
混匀，室温(25℃)避光静置 6min，全部液体转移至玻璃比色皿（光程 10mm）中，于 734nm 处读取吸光值 A。			

【注】：若一次性样本较多，可用排枪或者分批检测，以使测定管的反应时间（避光静置 6min）保持一致。

三、结果计算

1. 标准曲线： $y = 0.4982x - 0.3243$ ； x 是标准品 Trolox 浓度（ $\mu\text{g/mL}$ ）， y 是清除率（%）。



2. ABTS 自由基清除率（%）= $[(1 - (A_{\text{测定}} - A_{\text{对照}}) \div A_{\text{空白}}) \times 100]$ %

3. 定义：用从标准曲线上获得的抗氧化剂 Trolox 的量来表示样本的 ABTS 自由基清除能力。

4. 按样本质量计算：

ABTS 自由基清除能力（ $\mu\text{g Trolox/g 鲜重}$ ）= $[(\text{清除率} + 0.3243) \div 0.4982 \times V_1] \div (V_1 \div V \times W) \times D = 2 \times (\text{清除率} + 0.3243) \div W \times D$

举例：若清除率是 70%，则用 70 代入公式计算，即：

ABTS 自由基清除能力（ $\mu\text{g Trolox/g 鲜重}$ ）= $[(70 + 0.3243) \div 0.4982 \times V_1] \div (V_1 \div V \times W) \times D$

5. 按细菌/细胞计算：

ABTS 自由基清除能力（ $\mu\text{g Trolox}/10^4 \text{ cell}$ ）= $[(\text{清除率} - 0.3243) \div 0.4982 \times V_1] \div (V_1 \div V \times 500) \times D = 2 \times (\text{清除率} - 0.3243) \div 500 \times D$

举例：若清除率是 70%，则用 70 代入公式计算，即：



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

ABTS 自由基清除能力 ($\mu\text{g Trolox/g}$ 鲜重) $= [(70+0.3243) \div 0.4982 \times V1] \div (V1 \div V \times 500) \times D$

6. 液体样本:

ABTS 自由基清除能力 ($\mu\text{g Trolox/mL}$) $= [(清除率+0.3243) \div 0.4982] \times D$
 $D = 2 \times (清除率+0.3243) \times D$

举例: 若清除率是 70%, 则用 70 代入公式计算, 即:

ABTS 自由基清除能力 ($\mu\text{g Trolox/mL}$) $= [(70+0.3243) \div 0.4982] \times D$

V----加入提取液体积, 1 mL

V1----反应中样品体积, $50 \mu\text{L} = 0.05 \text{ mL}$

W----样品质量, g

Trolox 分子量----250.29

D---稀释倍数, 未稀释即为 1

附: 标准曲线制作过程:

1. 制备标准品母液 (1mg/mL): 称取 2mg 标准品至离心管中, 加入 2mL 甲醇, 充分溶解混匀, 即 1mg/mL 标准品, 备用。

2. 把母液用甲醇稀释成以下浓度梯度的标准品: 0, 20, 40, 60, 80, $100 \mu\text{g/mL}$ 。也可根据实际样本来调整标准品浓度。

3. 按照测定管加样体系操作, 依据结果即可制作标准曲线。

注意事项:

1、 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品。

2、 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期:

2-8℃保存六个月。