上海源叶生物科技有限公司 Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd

电话: 021-61312973 传真: 021-55068248

网址: <u>www.shyuanye.com</u> 邮箱: shyysw@sina.com

### LB Lennox 培养基粉剂

### 简介:

LB Lennox 培养基是在经典 LB 培养基基础上,经过 Lennox 改良,使氯化钠的含量减半,可以用于各种细菌培养,常与盐敏感性抗菌素联合使用,是分子生物学常规试剂。

LB Lennox 培养基粉剂由胰蛋白胨、酵母提取物、氯化钠组成,溶于无菌水即可使用;如果严格要求无菌,应溶解于蒸馏水或去离子水,经 15psi 高压灭菌 20min。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

#### 组成:

编号 名称	R20122	Storage
LB Lennox 培养基粉剂	1L	RT
说明书	一份	

## 操作步骤(仅供参考):

- 1、根据实验具体要求操作。溶于无菌水并加入合适的抗菌素和菌种进行培养。
  - 2、如果严格要求无菌,应溶解于蒸馏水或去离子水,高压灭菌 20min。

# 注意事项:

- 1、注意无菌操作,尽量避免污染。
- 2、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 24个月有效。