



上海源叶生物科技有限公司  
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd  
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248  
网址: [www.shyuanye.com](http://www.shyuanye.com)  
邮箱: [shyysw@sina.com](mailto:shyysw@sina.com)

## LB Lennox 固体培养基粉剂

### 简介:

LB Lennox 培养基是在经典 LB 培养基基础上, 经过 Lennox 改良, 使氯化钠的含量减半, 可以用于各种细菌培养, 常与盐敏感性抗菌素联合使用, 是分子生物学常规试剂。

LB Lennox 固体培养基粉剂由胰蛋白胨、酵母提取物、氯化钠、琼脂粉组成, 充分溶于无菌水, 加热并制成固体平板, 如果严格要求无菌, 经 15psi 高压灭菌 20min。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 组成:

名称	编号	Storage
	R20127	
LB Lennox 培养基粉剂	1L	RT
说明书	一份	

### 操作步骤(仅供参考):

1、充分溶于无菌水, 加热使琼脂粉完全溶解, 并加入合适的抗菌素, 倾倒入成固体平板。

2、如需无菌, 应溶解于蒸馏水或去离子水, 高压灭菌 20min, 待冷至 60~70℃后, 加入并加入合适的抗菌素, 倾倒入成固体平板。

### 注意事项:

- 1、注意无菌操作, 尽量避免污染。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 24 个月有效。