



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

SOC 培养基粉剂

简介:

SOC 培养基可以用于各种细菌培养, 是分子生物学常规试剂。SOC 培养基粉剂主要由胰蛋白胨、酵母提取物、氯化钠、氯化钾、氯化镁、葡萄糖组成, 其胰蛋白胨浓度比常规 LB 培养基高 1 倍, 溶于无菌水即可使用, 如果严格要求无菌, 应 0.22 μ m 过滤除菌。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

组成:

名称 \ 编号	R20136	Storage
SOC 培养基粉剂	1L	RT
说明书	一份	

操作步骤(仅供参考):

- 1、根据实验具体要求操作。溶于无菌水并加入合适的抗菌素和菌种进行培养。
- 2、如需无菌, 应溶解于蒸馏水或去离子水, 0.22 μ m 过滤除菌。

注意事项:

- 1、注意无菌操作, 尽量避免污染。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 24 个月有效。