



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

SOB 固体培养基粉剂

简介:

SOB 培养基可以用于各种细菌培养, 是分子生物学常规试剂。SOB 固体培养基粉剂主要由胰蛋白胨、酵母提取物、氯化钠、氯化钾、氯化镁、琼脂粉等组成, 其胰蛋白胨浓度比常规 LB 培养基高 1 倍, 溶于无菌水, 加热并制成固体平板; 如果严格要求无菌, 经 15psi 高压灭菌 20min。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

组成:

名称	编号	Storage
SOB 固体培养基粉剂	R20139	1L
说明书		一份

操作步骤(仅供参考):

- 1、充分溶于无菌水, 加热使琼脂粉完全溶解, 并加入合适的抗菌素, 倾倒入成固体平板。
- 2、如需无菌, 应溶解于蒸馏水或去离子水, 高压灭菌 20min, 待冷至 60~70℃后, 加入并加入合适的抗菌素, 倾倒入成固体平板。

注意事项:

- 1、注意无菌操作, 尽量避免污染。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 24 个月有效。