



上海源叶生物科技有限公司  
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd  
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248  
网址: [www.shyuanye.com](http://www.shyuanye.com)  
邮箱: [shyysw@sina.com](mailto:shyysw@sina.com)

## TB 固体培养基粉剂

### 简介:

Terrific 肉汤又称 TB 培养基, 可用于多种细菌培养, 是分子生物学常规试剂。TB 固体培养基粉剂主要由胰蛋白胨、酵母提取物、甘油、磷酸盐、琼脂粉等组成, 其胰蛋白胨和酵母提取物的浓度比常规 LB 培养基高, 充分溶于无菌水, 加热并制成固体平板; 如果严格要求无菌, 经 15psi 高压灭菌 20min。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 组成:

名称 \ 编号	R20141	Storage
试剂(A): TB 固体培养基粉剂	1L	RT
试剂(B): 甘油	1 瓶	RT
说明书	一份	

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、试剂(A)、试剂(B)同时溶于无菌水至 1000ml, 加热使琼脂粉充分溶解, 并加入合适的抗菌素, 倾倒入固体平板。
- 2、如需无菌, 试剂(A)、试剂(B)同时溶解于蒸馏水或去离子水, 高压灭菌 20min, 待冷至 60~70℃后, 加入并加入合适的抗菌素, 倾倒入固体平板。

### 注意事项:

- 1、注意无菌操作, 尽量避免污染。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 24 个月有效。