



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

AGN 银显影液(A 法)

简介:

AGN 银显影液(A 法)主要由阿拉伯胶、柠檬酸、AGN 银等组成, 是用于免疫金银组织化学染色后物理显影的溶液。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

组成:

名称	编号	R20869 100ml	Storage
试剂(A): AGN 银显影 A 液		98ml	RT 避光
试剂(B): AGN 银显影 B 液		2ml	4℃ 避光
说明书		一份	

操作步骤(仅供参考):

- 1、组织切片用蒸馏水洗 5min, 重复 2 次。
- 2、临用前, 按试剂(A): 试剂(B)=49: 1 混合, 即为 AGN 银显影液。
- 3、切片浸入 AGN 显影液内, 避光显色 3~5min, 具体显影时间要根据显影情况而定。
- 4、组织切片用蒸馏水洗 5min, 重复 2 次。

染色结果: 阳性呈黑色状颗粒, 背景干净。

注意事项:

- 1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 3 个月有效。