



上海源叶生物科技有限公司  
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd  
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248  
网址: [www.shyuanye.com](http://www.shyuanye.com)  
邮箱: [shyysw@sina.com](mailto:shyysw@sina.com)

## RNA 保存液

### 简介:

RNA 的保存对于其下游实验极其重要, 提取 RNA 后由于残存的 RNase 或其他物质容易破坏 RNA, 所以应该妥善保存, RNA 保存液用于保存已经抽提好的 RNA 溶液, 超低温存储。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 组成:

名称 \ 编号	R21099			Storage
	5ml	10ml	50ml	
RNA 保存液				4°C 避光
说明书	一份			

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、根据实验具体要求操作。
- 2、一般溶解于 10 倍以上体积的 RNA 保存液, -70°C或超低温存储。
- 3、如需从上述保存液中分离出 RNA, 应 4°C 10000~12000g 离心 10~15min, 弃上清, 用 DEPC 处理水溶解。

### 注意事项:

- 1、应注意避免 RNase 污染。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 24 个月有效。