



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

Tris-甘氨酸电泳缓冲液(10×)

简介:

Tris-甘氨酸电泳缓冲液又称 SDS-PAGE 电泳缓冲液, 1×工作液中含有 25mM Tris、250mM 甘氨酸、1%SDS。Tris-甘氨酸电泳缓冲液是常用的蛋白质电泳缓冲液, 该试剂是 10 倍浓缩的溶液, 主要由 250mM Tris、2.5M 甘氨酸、10%SDS 组成, 使用时需用蒸馏水或去离子水稀释 10 倍后使用。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

组成:

名称	编号	Storage
Tris-甘氨酸电泳缓冲液(10×)	R21996	RT
说明书	一份	

操作步骤(仅供参考):

- 1、用蒸馏水或去离子水稀释到 1×后使用。

注意事项:

- 1、Tris-甘氨酸电泳缓冲液(10×)不如 5×的稳定, 偶尔会产生浑浊或沉淀, 出现上述情况, 可加热溶解后使用。
- 2、如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
- 3、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。