

## 改良 Krebs-Henseleit 溶液(无钙,无菌)

### 简介:

又称 Krebs-Henseleit Buffer Modified,同 sigma-k3753。含碳酸氢钠和钙。pH7.2-7.8 即可。作用类似于 Ringer 液,用于动物离体实验,肌体灌流、清洗组织,并维持离体组织的正常生理功能。

源叶生物 改良 Krebs-Henseleit 溶液(无钙,无菌)经无菌处理,不含钙。主要由葡萄糖、硫酸镁、氯化钾、磷酸二氢钾、氯化钠等组成。

### 组成:

改良 Krebs-Henseleit 溶液(无钙,无菌)      500ml      2-8℃

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、按实验具体要求操作。

### 注意事项:

- 1、注意无菌操作,避免污染。
- 2、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 3 个月有效。