



上海源叶生物科技有限公司  
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd  
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248  
网址: [www.shyuanye.com](http://www.shyuanye.com)  
邮箱: [shyysw@sina.com](mailto:shyysw@sina.com)

## 荧光抗体稀释液(Kolmers 法)

### 简介:

荧光抗体稀释液用于荧光染色时一抗(primary antibody)、二抗(secondary antibody)的稀释和配制。当荧光抗体的染色如果背景较高, 可以用荧光抗体稀释液(Kolmers 法)稀释至临界浓度, 使特异性染色呈阳性而非特异性染色呈阴性, 荧光抗体稀释液(Kolmers 法)由 Kolmers 盐等组成, 为无色液体, 减少非特异性荧光, 宜做常规应用。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 组成:

名称	编号	R22240		Storage
	荧光抗体稀释液(Kolmers 法)	50ml	100ml	RT
说明书		一份		

### 自备材料:

- 1、载玻片
- 2、盖玻片
- 3、荧光显微镜

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、按实验具体要求操作, 稀释抗体后应 4℃避光保存。

### 注意事项:

- 1、荧光物质均易发生淬灭, 染色后的样品宜避光保存。
- 2、在使用荧光抗体稀释液的情况下, 虽然可减缓淬灭, 仍需尽量避光。

**有效期:** 12 个月有效。