

## KRPH 缓冲液(无钙,无菌)

### 简介:

Krebs-Ringer-Phosphate-HEPES (KRPH) Buffer, 含有 HEPES、磷酸二氢钾、硫酸镁、氯化钠、氯化钾等, 不含钙, pH 值为 7.4。作用类似于 Ringer 液, 用于动物离体实验, 肌体灌流、清洗组织, 并维持离体组织的正常生理功能。无菌溶液。

### 组成:

KRPH 缓冲液(无钙,无菌)      500ml      2-8℃

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、根据具体实验要求操作。

### 注意事项:

- 1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 3 个月有效。