



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

TEA-Tricine-SDS 电泳粉剂(1×)

简介:

TEA-Tricine-SDS 电泳粉剂(1×)由 TEA、Tricine、SDS 等组成, 用于分离蛋白和多肽, 尤其适用于分离小分子量蛋白和多肽, 使用时需用蒸馏水或去离子水溶解, 调节其 pH 值接近 8.3 后使用, 其中 TEA 特指三乙醇胺。该试剂仅用于科研领域, 不宜用于临床诊断或其他用途。

组成:

名称	编号	R23181		Storage
	TEA-Tricine-SDS 电泳粉剂(1×)	1L	10×1L	RT
说明书		一份		

操作步骤(仅供参考):

- 1、用 800ml 蒸馏水或去离子水溶解一份该粉剂, 调节其 pH 值接近 8.3, 补水至 1000ml。
- 2、在电泳装置内加入 TEA-Tricine -SDS 电泳缓冲液, 装配。

注意事项:

- 1、如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 24 个月有效。