

## 苯胺黑染色脱色液

### 简介:

用于检测免疫电泳凝胶上或印迹膜上的蛋白质，也称作尼基黑染色脱色液(nigrosin)。苯胺黑染色脱色液主要由乙酸组成，适用于凝胶或 PVDF 膜、硝酸纤维素膜、尼龙膜。

### 组成:

苯胺黑染色脱色液      500ml      RT

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、按实验具体要求操作。

### 注意事项:

- 1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。

源叶生物