



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

甘油苯酚封片剂

产品简介:

切片被夹于载玻片和盖玻片之间, 其间用封固剂加以封闭, 借以隔断切片与外界空气接触, 这一操作过程称为封固, 一方面可保存已染好的片子, 另一方面可利用折射率适宜的封固剂使材料中的组织细胞清楚显示出来。

甘油苯酚封片剂主要由甘油、苯酚等组成, 属于水溶性封固剂, 适用于封固藻类或其他不能进行脱水的柔软组织材料。如果需要长期保存都要用油漆或者中性树胶进行封边, 否则时间长了容易吸水或干燥, 使材料变坏。

产品组成:

甘油苯酚封片剂 10ml/50ml RT,避光

自备材料:

- 1、显微镜
- 2、载玻片
- 3、盖玻片

操作步骤(仅供参考):

1、组织切片

①染色完成后, 吸去染色液。

②滴一滴甘油苯酚封片剂于组织切片上, 盖上盖玻片, 让切片接触封片剂, 尽量避免气泡。

③在显微镜下观察组织切片。

2、其它样品 (如藻类等)

其它样品参考组织切片进行操作。



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

注意事项:

- 1、封片样品宜避光保存。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、本产品仅由于科研，严禁他用。

有效期: 12个月有效。