

## ACD 抗凝剂(B,无菌)

### 简介:

ACD 抗凝剂(B,无菌)主要成分为柠檬酸钠,葡萄糖和柠檬酸三种。使用酸性的柠檬酸钠葡萄糖(ACD)提取全血中的 DNA 有较好的效果。

### 组成:

ACD 抗凝剂(B,无菌)      100ml      2-8℃

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、根据实验具体要求操作。
- 2、通常情况下 20ml 新鲜血液需要 3.5ml 抗凝剂。

### 注意事项:

- 1、实验过程中注意无菌操作。
- 2、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、本产品仅供科研使用,严禁它用。

**有效期:** 6 个月有效。