



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

TAFE 凝胶电泳缓冲液(10×)

简介:

TAFE 凝胶电泳缓冲液(10×)工作液中含有 20mM Tris- 乙酸、0.5mM EDTA, pH 值约为 8.2。TAFE 凝胶电泳缓冲液(10×)是 10 倍浓缩的, 主要由 200mM Tris-乙酸, 5mM EDTA 等组成, 使用时需用蒸馏水或去离子水稀释为 1×。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

组成:

名称	编号	Storage
	R20964	
TAFE 凝胶电泳缓冲液(10×)	500ml	RT
说明书	一份	

操作步骤(仅供参考):

- 1、用蒸馏水或去离子水稀释到 1×后使用。

注意事项:

- 1、蒸馏水或去离子水应尽量少含金属离子, 以免影响电泳效果。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。