



上海源叶生物科技有限公司  
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd  
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248  
网址: [www.shyuanye.com](http://www.shyuanye.com)  
邮箱: [shyysw@sina.com](mailto:shyysw@sina.com)

## 即用型细菌冻存液

### 简介:

即用型细菌冻存液可以用于各种常见细菌的冷冻保存, 通常-20℃可以保存菌种 12 个月, -70 或-80℃可以长期保存。

自主研发的即用型细菌冻存液经高压灭菌处理, 无需把待保存的细菌沉淀用细菌冻存液重悬, 直接加入后混匀即可。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 组成:

名称	编号	Storage
	R21118	
即用型细菌冻存液	50ml	RT
说明书	一份	

### 自备材料:

- 1、无菌离心管或冻存管
- 2、移液器吸头

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、用 LB 等液体培养基培养细菌至对数生长期。
- 2、取无菌冻存管或离心管, 按菌液:即用型细菌保存液=3:1 混合, 充分混匀。
- 3、-20℃或-80℃冷冻保存细菌。
- 4、冻存细菌的使用请参考 DH5α菌种的使用方法。

### 注意事项:



上海源叶生物科技有限公司  
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd  
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248  
网址: [www.shyuanye.com](http://www.shyuanye.com)  
邮箱: [shyysw@sina.com](mailto:shyysw@sina.com)

---

- 1、细菌冻存液必须在超净台内使用，以避免杂菌污染。
- 2、细菌冻存液与细菌需混匀，否则无法起到在低温冷冻条件下对细菌的保护作用。
- 3、新鲜的对数期细菌冻存效果最好，但非对数期的或不是新鲜培养的细菌也可以用本细菌冻存液冷冻保存。
- 4、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期：** 12 个月有效。

