



上海源叶生物科技有限公司  
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd  
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248  
网址: [www.shyuanye.com](http://www.shyuanye.com)  
邮箱: [shyysw@sina.com](mailto:shyysw@sina.com)

## Tricine 加样缓冲液(2×)

### 简介:

Tricine 加样缓冲液(2×)又称三羟甲基甘氨酸加样缓冲液, 是一种以考马斯亮蓝为染料, 含变性剂 DTT、SDS 的缓冲液。Tricine 加样缓冲液(2×)主要由 Tris-HCl、考马斯亮蓝、DTT、SDS 等组成, 常用于 Tris-tricine 缓冲系统的 PAGE 电泳的蛋白样品的上样, 以便分析蛋白质。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 组成:

名称	编号	R21161	Storage
Tricine 加样缓冲液(2×)		5ml	-20℃
说明书		一份	

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、按照每 1μl 蛋白样品加入 1μl Tricine 加样缓冲液(2×)的比例, 混合蛋白样品和 Tricine 加样缓冲液(2×)。
- 2、直接上样到 Tricine 胶加样孔内, 通常电泳至蓝色染料到达 PAGE 胶的底部附近即可停止。

### 注意事项:

- 1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 12 个月有效。