



上海源叶生物科技有限公司  
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd  
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248  
网址: [www.shyuanye.com](http://www.shyuanye.com)  
邮箱: [shyysw@sina.com](mailto:shyysw@sina.com)

## Tris-甘油加样缓冲液(2×)

### 简介:

Tris-甘油加样缓冲液是一种以溴酚蓝为染料, 不含变性剂 DTT、SDS 的缓冲液, Tris-甘油加样缓冲液(2×)主要由 Tris-HCl、溴酚蓝、甘油等组成, 常用于非变性的 PAGE 电泳的蛋白样品的上样, 以便分析蛋白质。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 组成:

名称	编号	Storage
Tris-甘油加样缓冲液(2×)	R21164	4℃
说明书	一份	

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、按照每 1μl 蛋白样品加入 1μl Tris-甘油加样缓冲液(2×)的比例, 混合蛋白样品和 Tris-甘油加样缓冲液(2×)
- 2、直接上样到胶加样孔内, 通常电泳至蓝色染料到达 PAGE 胶的底部附近即可。

### 注意事项:

- 1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。