



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

Tris-Tricine 阴极缓冲液(5×)

简介:

Tris-Tricine 阴极缓冲液(5×)由 1M Tris、Tricine、SDS 等组成, 不含变性剂 SDS, 用于 Tris-Tricine 缓冲液系统分离 SDS 和多肽, 使用时需用蒸馏水或去离子水稀释至 1×后使用。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

组成:

名称	编号	Storage
Tris-Tricine 阴极缓冲液(5×)	R21173	RT
说明书	500ml	一份

操作步骤(仅供参考):

- 1、用蒸馏水或去离子水稀释到 1×后, 先在电泳装置的下缓冲液槽加入 1×Tris-Tricine 阳极缓冲液, 装配, 和上缓冲液槽连接。
- 2、上缓冲液槽加入 1×Tris-Tricine 阴极缓冲液, 以覆盖加样孔。

注意事项:

- 1、如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。