



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

Tris-甘氨酸电泳粉剂(1×)

简介:

Tris-甘氨酸电泳缓冲液又称 SDS-PAGE 电泳缓冲液, 1×工作液中含有 25mM Tris、250mM 甘氨酸、0.1%SDS。Tris-甘氨酸电泳缓冲液是常用的蛋白质电泳缓冲液, 该试剂是 1×的粉剂, 主要由 25mM Tris、0.25M 甘氨酸、0.1%SDS 组成, 溶解于蒸馏水或去离子水使用。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

组成:

名称	编号	R21174		Storage
	Tris-甘氨酸电泳粉剂(1×)	1L	10×1L	RT
说明书		一份		

操作步骤(仅供参考):

1、取 1 份 Tris-甘氨酸电泳粉剂(1×)充分溶解于 700ml 蒸馏水或去离子水, 补水至 1000ml, 即为 1×Tris-甘氨酸电泳缓冲液。

注意事项:

- 1、如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 24 个月有效。