

KREBS-RINGER 粉剂(无碳酸氢钠)

简介:

Krebs-Ringer 粉剂 (无 碳 酸 氢 钠) ， 又 称 KREBS-RINGERBICARBONATEBUFFER。不含碳酸氢钠。作用类似于 Ringer 液，用于动物离体实验，肌体灌流、清洗组织，并维持离体组织的正常生理功能。

组成:

KREBS-RINGER 粉剂(无碳酸氢钠) 1L 2-8℃

操作步骤(仅供参考):

- 1、溶于 1L 水，调整需要 pH 值即可使用。

注意事项:

- 1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。

源叶生物