

酚酞-尼罗蓝指示剂

简介:

混合酸碱指示剂, 变色点 pH10.0。酸性: 无色, 碱性: 紫色。终点附近指示剂颜色变化的参考颜色: pH10.0 紫色。

组成:

酚酞-尼罗蓝指示剂 100ml RT 避光

操作步骤(仅供参考):

- 1.按实验具体要求操作。

注意事项:

- 1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。

源叶生物