

## 改良型 Krebs-Henseleit 粉剂(无碳酸氢钠,钙)

### 简介:

改良型 Krebs-Henseleit 粉剂(无碳酸氢钠,钙)又称 Krebs-Henseleit Buffer Modified, 同 sigma-k3753。不含碳酸氢钠和钙。溶于 1L 水, 调整需要 pH 值即可使用。作用类似于 Ringer 液用于动物离体实验, 肌体灌流、清洗组织, 并维持离体组织的正常生理功能。主要含有葡萄糖、硫酸镁、氯化甲、磷酸二氢钾、氯化钠等组成。

### 组成:

改良型 Krebs-Henseleit 粉剂(无碳酸氢钠,钙)      1L      2-8℃

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、溶于 1L 水, 调整需要 pH 值即可使用。

### 注意事项:

- 1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 12 个月有效。