



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

10×DNA 上样缓冲液

货号: R32017

规格: 5ml, 100ml

保存温度: 2-8℃保存, 有效期 12 个月。

产品简介:

本产品是 10 倍浓缩的 DNA 上样缓冲液, 用于 DNA 凝胶电泳, 能促使 DNA 样品沉入凝胶加样孔中。其主要成份为甘油, EDTA, 溴酚蓝和二甲苯青等。溴酚蓝和二甲苯青用作电泳时的指示剂, 可指示电泳进程。

使用说明:

1、请按每 9 微升 DNA 样品加入 1 微升 10×DNA Loading Buffer 上的比例 (10 倍稀释)来使用。

2、混匀后, 直接加到 DNA 凝胶加样孔中, 电泳。

注意事项:

1、如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。

2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

