



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

5X RNA 上样缓冲液

产品编号	产品名称	规格
R32086-1ml	5X RNA 上样缓冲液	1ml

产品简介:

本制品是 RNA 琼脂糖凝胶电泳专用的 Loading Buffer。使用时注意避免 RNase 的污染。

5×RNA loading buffer 的组成:

EDTA	5 mM
Glycerol	50 %
Bromophenol Blue	0.125%
Xylene Cyanol FF	0.0125%

使用说明:

向 RNA 样品中加入 1/4 量的本制品, 如 4μl RNA 样品中加入 1μl 本制品, 混匀后上样电泳。

注意事项:

为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

-20℃ 保存, 两年有效。