



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai Yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

产品名称: INT-777 (R-enantiomer)

产品别名: S-EMCA R enantiomer

生物活性:

Description	INT-777 (R-enantiomer) is the R-enantiomer of INT-777, with EC50 of 4.79 μ M for TGR5, and less potent than INT-777.			
In Vivo	INT-777 (R-enantiomer) is more choleric than CA (4), but less than INT-777[1].			
	In Vitro: DMSO : \geq 100 mg/mL (221.90 mM) * " \geq " means soluble, but saturation unknown.			
Solvent&Solubility	Preparing Stock Solutions	Solvent Mass Concentration	1 mg	5 mg
		1 mM	2.2190 mL	11.0951 mL
		5 mM	0.4438 mL	2.2190 mL
		10 mM	0.2219 mL	1.1095 mL
<p>*请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液。一旦配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。</p> <p>储备液的保存方式和期限: -80°C, 6 months; -20°C, 1 month。 -80°C 储存时, 请在 6 个月内使用, -20°C 储存时, 请在 1 个月内使用。</p> <p>In Vivo:</p> <p>请根据您的实验动物和给药方式选择适当的溶解方案。以下溶解方案都请先按照 In Vitro 方式配制澄清的储备液, 再依次添加助溶剂:</p> <p>——为保证实验结果的可靠性, 澄清的储备液可以根据储存条件, 适当保存; 体内实验的工作液, 建议您现用现配, 当天使用; 以下溶剂前显示的百分比是指该溶剂在您配制终溶液中的体积占比; 如在配制过程中出现沉淀、析出现象, 可以通过加热和/或超声的方式助溶</p> <p>1. 请依序添加每种溶剂: 10% DMSO → 40% PEG300 → 5% Tween-80 → 45% saline</p> <p>Solubility: \geq 2.5 mg/mL (5.55 mM); Clear solution</p> <p>此方案可获得 \geq 2.5 mg/mL (5.55 mM, 饱和度未知) 的澄清溶液。</p> <p>以 1 mL 工作液为例, 取 100 μL 25.0 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 400 μL PEG300 中, 混合均匀。向上述体系中加入 50 μL Tween-80, 混合均匀; 然后继续加入 450 μL 生理盐水定容至 1 mL。</p> <p>2. 请依序添加每种溶剂: 10% DMSO → 90% (20% SBE-β-CD in saline)</p> <p>Solubility: \geq 2.5 mg/mL (5.55 mM); Clear solution</p> <p>此方案可获得 \geq 2.5 mg/mL (5.55 mM, 饱和度未知) 的澄清溶液。</p> <p>以 1 mL 工作液为例, 取 100 μL 25.0 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 900 μL 20% 的 SBE-β-CD 生理盐水溶液中, 混合均匀。</p> <p>3. 请依序添加每种溶剂: 10% DMSO → 90% corn oil</p> <p>Solubility: \geq 2.5 mg/mL (5.55 mM); Clear solution</p> <p>此方案可获得 \geq 2.5 mg/mL (5.55 mM, 饱和度未知) 的澄清溶液, 此方案不适用于实验周期在半个月以上的实验。</p>				



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanYe Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

	以 1 mL 工作液为例, 取 100 μ L 25.0 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 900 μ L 玉米油中, 混合均匀。
References	[1]. Pellicciari R, et al. Discovery of 6alpha-ethyl-23(S)-methylcholic acid (S-EMCA, INT-777) as a potent and selective agonist for the TGR5 receptor, a novel target for diabetes. <i>J Med Chem.</i> 2009 Dec 24;52(24):7958-61.



源叶生物