



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

LB Lennox 培养基

简介:

B Lennox 培养基是在经典 LB 培养基基础上, 经过 Lennox 改良, 使氯化钠的含量减半, 可以用于各种细菌培养, 常与盐敏感性抗菌素联合使用, 是分子生物学常规试剂。

LB Lennox 培养基由胰蛋白胨、酵母提取物、氯化钠组成, 经 15psi 高压灭菌 20min。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

组成:

名称	编号	Storage
	R20123	
LB Lennox 培养基	500ml	RT
说明书	一份	

操作步骤(仅供参考):

- 1、根据实验具体要求操作, 加入合适的抗菌素和菌种进行培养。

注意事项:

- 1、注意无菌操作, 尽量避免污染。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6 个月有效。