



上海源叶生物科技有限公司  
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd  
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248  
网址: [www.shyuanye.com](http://www.shyuanye.com)  
邮箱: [shyysw@sina.com](mailto:shyysw@sina.com)

## Ficoll 400 裂解液(40% w/v)

### 简介:

密度梯度离心是利用特定的介质形成连续或不连续的密度梯度后, 将组织匀浆液或细胞悬液置于介质顶部, 通过离心力或重力作用使细胞或细胞器逐级分离开来。Ficoll 400 又称聚蔗糖 400, 分子量 40KD, 具有无毒、低渗透压、密度高等特性, 容易使细胞聚集, 是分离细胞或细胞器较好的介质。

Ficoll 400 裂解液主要用于分级梯度分离细胞器如完整细胞核等, 主要由 PM 缓冲液、Ficoll 400、蛋白酶抑制剂等组成, 经过滤除菌, 根据梯度不同, Ficoll 400 含量分别为 20%~50%不等。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 组成:

名称	编号	R20183	Storage
	Ficoll 400 裂解液(40% w/v)	100ml	-20℃
说明书		一份	

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、根据实验要求操作。

### 注意事项:

- 1、注意无菌操作, 避免反复冻融。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 6个月有效; 4℃可储存 1个月。