



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

HEPES-KAc 裂解缓冲液

简介:

为了分离酵母亚细胞组分, 细胞壁较厚的酵母菌必须经过裂解。差速离心法能够依照原生质体中各个亚细胞组分的大小, 粗略的将他们分开, 获得较多的细胞器或膜成分, 并去除多余组分或减少样品体积。HEPES-KAc 裂解缓冲液主要由 HEPES、乙酸钾、200 mM 山梨醇、1mM EDTA 组成, 高压灭菌, 用于裂解原生质体, 获得亚细胞组分。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

组成:

名称	编号	Storage
HEPES-KAc 裂解缓冲液	R20191	100ml
说明书		一份

操作步骤(仅供参考):

- 1、根据实验要求操作。

注意事项:

- 1、注意无菌操作, 避免反复冻融。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 3 个月有效。