



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

NTE 缓冲液(1×,pH7.4)

简介:

NTE 缓冲液(1×,pH7.4)由 100mM NaCl、10mM Tris 以及微量 EDTA 组成, 所以简称为 NTE 缓冲液, pH 值约为 7.4, 该试剂经无菌处理, 可用于浓缩逆转录病毒或其他用途。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

组成:

名称 \ 编号	R20987	Storage
NTE 缓冲液(1×,pH7.4)	100ml	RT
说明书	一份	

操作步骤(仅供参考):

- 1、按实验具体要求操作, 一般用原病毒体积 1%的 NTE 缓冲液溶解沉淀。

注意事项:

- 1、如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。