



上海源叶生物科技有限公司  
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd  
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248  
网址: [www.shyuanye.com](http://www.shyuanye.com)  
邮箱: [shyysw@sina.com](mailto:shyysw@sina.com)

## Tris 缓冲盐溶液(20×TBS,pH8.0)

### 简介:

Tris 缓冲盐溶液简称 TBS, 属于常规 pH 缓冲液, 常用于清洗 Western Blot 中蛋白印迹膜或配制封闭液, 是常用分子生物学试剂。

Tris 缓冲盐溶液(20×TBS,pH8.0)主要成分为 Tris-HCl(pH8.0)、氯化钠、防腐剂, 不含 Tween 20, pH 值约为 8.0。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 组成:

名称	编号	
	R21283	Storage
Tris 缓冲盐溶液(20×TBS,pH8.0)	500ml	RT
说明书	一份	

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、根据实验具体要求操作。
- 2、一般稀释至 1×, 再加入 0.05~0.1% Tween 20, 即获得 1×TBST 进行下游实验。

### 注意事项:

- 1、如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 12 个月有效。