



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

核组蛋白储存液(pH7.6)

简介:

核组蛋白储存液(pH7.6)由 HEPES 缓冲液(pH7.6)、EDTA、氯化钾、甘油、去离子水等组成, pH 约为 7.6, 临用前加入 1mM DTT, 用于保存核组蛋白。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

组成:

名称	编号	R21329	Storage
核组蛋白储存液(pH7.6)		100ml	4℃
说明书		一份	

操作步骤(仅供参考):

- 1、按实验具体要求操作。

注意事项:

- 1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 2 月有效。