

KREBS-RINGER 缓冲液(无菌)

简介:

KREBS-RINGER 缓冲液(无菌)又称 KREBS-RINGER BICARBONATE BUFFER。含碳酸氢钠。作用类似于 Ringer 液,用于动物离体实验,肌体灌流、清洗组织,并维持离体组织的正常生理功能。无菌溶液。

组成:

KREBS-RINGER 缓冲液(无菌) 500ml 2-8℃

操作步骤(仅供参考):

- 1、根据具体实验要求操作。

注意事项:

- 1、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 3 个月有效。

源叶生物