



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

人工尿液(含肌酐)

简介:

人工尿液是模拟尿液的组分和 pH 值的一种溶液, 又称人工合成尿液、模拟尿液、人工尿液试剂、人造尿水、人工尿、人造尿, 与真实的人体尿液液相似度大于 99.5%, pH 值 4.7 较常用。

人工尿液(含肌酐)符合以下标准: ISO 3160-2、ISO 105-E04、ISO 12870、EN 1811: 2011、EN6128:2011 等, 人工尿液(含肌酐)主要由氯化钙、氯化镁、氯化钠、硫酸钠、氯化钾、磷酸盐、氯化铵、尿素、肌酐等系列物质组成, 其中总钠为 108mmol/L, pH 值为 4.7, 亦可根据客户需求定制不同的 pH 值: 2.6、4.0、4.5、4.7、5.0、5.5、8.0、8.5、8.7、8.8 等, 人工尿液(含肌酐)适用于尿不湿、纸尿裤等的模拟实验, 用于检测人体接触物的使用寿命。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

组成:

名称 \ 编号	R23033	Storage
人工尿液(含肌酐)	500ml	RT
说明书	一份	

操作步骤(仅供参考):

- 1、应根据具体实验要求操作。

注意事项:

- 1、人工尿液(含肌酐)应密闭保存, 一旦开封, 效率下降。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 4 个月有效。