



上海源叶生物科技有限公司  
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd  
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248  
网址: [www.shyuanye.com](http://www.shyuanye.com)  
邮箱: [shyysw@sina.com](mailto:shyysw@sina.com)

## TEA-Tricine-SDS 电泳缓冲液(20×,pH8.3)

### 简介:

TEA-Tricine-SDS 电泳缓冲液(20×,pH8.3)由 TEA、Tricine、SDS 等组成,用于分离蛋白和多肽,尤其适用于分离小分子量蛋白和多肽,其在 25℃的 pH 值接近 8.3,使用时需用蒸馏水或去离子水稀释至 1×后使用,其中 TEA 特指三乙醇胺。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

### 组成:

名称	编号	Storage
TEA-Tricine -SDS 电泳缓冲液(20×,pH8.3)	R23182	RT
说明书	一份	

### 操作步骤(仅供参考):

1、用蒸馏水或去离子水稀释到 1×后,在电泳装置内加入 TEA-Tricine-SDS 电泳缓冲液,装配。

### 注意事项:

- 1、如果每次的使用量很小,可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 12 个月有效。