

## PM 脉冲缓冲液(电诱导细胞融合)

### 简介:

源叶生物 PM 脉冲缓冲液(电诱导细胞融合), 电诱导细胞融合试剂, 用于清洗 B 淋巴细胞和骨髓瘤细胞, 以及作为加交流、直流电场时的介质。无菌溶液。由蔗糖、醋酸镁、醋酸钙等组成。

### 组成:

PM 脉冲缓冲液(电诱导细胞融合)      500ml      2-8℃

### 操作步骤(仅供参考):

- 1.根据实验具体要求操作。

### 注意事项:

- 1、注意无菌操作, 避免污染。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6 个月有效。