



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

MES-SDS 电泳缓冲液(20×)

产品简介:

MES SDS 电泳缓冲液(20X) 专门为凝胶分离小到中型分子蛋白而设计。预混的缓冲液通过便捷的方式, 来确保高品质的, 一致性的电泳结果。所有的缓冲液都用高纯度试剂配制, 并经过严格的质量控制。缓冲液是浓缩型的, 在使用前只需用蒸馏水稀释即可。

产品组成:

MES-SDS电泳缓冲液(20×) 100ml/500ml 室温

操作步骤(仅供参考):

1、本缓冲液是浓缩型的, 在使用前只需用蒸馏水稀释即可(20X: 1000 mM MES, 1000 mM Tris Base, 2.0% SDS, 20 mM EDTA,pH7.3)。

注意事项:

1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。