



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

PBS 磷酸盐缓冲液(0.1mol/L)

简介:

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的 pH 值、渗透压等环境状态一致, 具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用, 可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

PBS 磷酸盐缓冲液(0.1mol/L)主要由磷酸氢二盐、磷酸二氢盐组成, 含少量氯化钠, 不含钙离子和镁离子主要用于免疫组化、组织切片或其他常规用途, 该试剂为 10×浓缩液, 应稀释为 1×, 稀释后 pH 值为 7.2~7.4。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

组成:

名称	编号	R20859		Storage
		500ml	2L	RT
PBS 磷酸盐缓冲液(0.1mol/L)				
说明书		一份		

操作步骤(仅供参考):

- 1、用去离子水或蒸馏水稀释为 1×使用。

注意事项:

1、PBS 磷酸盐缓冲液由于不含有钙离子, 不易产生沉淀。但由于该溶液浓度相对较高或者放置温度过低, 有可能产生沉淀出现该种情况后, 一般置于温浴至沉淀溶解即可, 如果加热后仍无法溶解应弃用。

- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。