



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

Tris 缓冲盐溶液(20×TBS,pH7.4)

简介:

Tris 缓冲盐溶液简称 TBS, 属于常规 pH 缓冲液, 常用于清洗 Western Blot 中蛋白印迹膜或配制封闭液, 是常用分子生物学试剂。

Tris 缓冲盐溶液(20×TBS,pH7.4)主要成分为 Tris-HCl(pH7.4)、氯化钠、防腐剂, 不含 Tween 20, pH 值约为 7.4。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

组成:

名称	编号	Storage
	R21281	
Tris 缓冲盐溶液(20×TBS,pH7.4)	500ml	RT
说明书	一份	

操作步骤(仅供参考):

- 1、根据实验具体要求操作。
- 2、一般稀释至 1×, 再加入 0.05~0.1% Tween 20, 即获得 1×TBST 进行下游实验。

注意事项:

- 1、如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。