

封闭用脱脂奶粉

简介:

脱脂奶粉可用于制备微生物培养基;配制 ELISA、western 等实验的封闭液。western blot 经过转印以后,膜上有了蛋白,但是还有很多地方是没有蛋白覆盖的,通过脱脂奶粉的蛋白孵育后,这些空白的膜都被脱脂奶粉的蛋白覆盖了,就防止后续孵育的一抗和二抗与印迹膜的非特异结合。在科研实验中,脱脂奶粉也是常用的生化试剂之一。

组成:

| | | |
|---------|----------|----|
| 封闭用脱脂奶粉 | 50g/250g | RT |
|---------|----------|----|

操作步骤(仅供参考):

- 1、根据具体实验要求操作。

注意事项:

- 1、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。