



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

pH 计电极保护液

简介:

pH 计电极经过长期酸碱腐蚀或保存于不恰当的溶液中, 容易产生老化现象, pH 计电极保护液可以很好的保护 pH 计电极。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

组成:

名称	编号	R21365			Storage
	pH 计电极保护液	50ml	100ml	500ml	RT
说明书		一份			

操作步骤(仅供参考):

- 1、按实验具体要求操作。
- 2、一般用超纯水彻底清洗电极后, 浸泡于 pH 计电极保护液。
- 3、使用电极时, 应先用超纯水彻底清洗电极, 再进行 pH 的测量。

注意事项:

- 1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 36 个月有效。