



上海源叶生物科技有限公司  
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd  
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248  
网址: [www.shyuanye.com](http://www.shyuanye.com)  
邮箱: [shyysw@sina.com](mailto:shyysw@sina.com)

## Triton X-100 溶液(10%,无菌)

### 简介:

Triton X-100 又称曲拉通 100 或聚乙二醇辛基苯基醚,是一种非离子型表面活性剂(或称去污剂),分子量为 646.86, CAS 号为 9002-93-1, 它能溶解脂质, 以增加抗体对细胞膜的通透性, 免疫细胞化学中 Triton X-100 常用浓度为 1%和 0.3%, 其中 1%的 Triton X-100 常用于漂洗组织标本, 0.3%的 Triton X-100 则常用于稀释血清, 0.1%的 Triton X-100 常用于 LAMP(环介导等温扩增), 配制 BSA 等; 但通常是先配制成 10-30%的 Triton X-100 储备液, 临用时稀释至所需浓度。

Triton X-100 溶液(10%,无菌)主要由 Triton X-100、去离子水等组成, 经无菌处理, 常用作去污剂或破膜剂。该试剂仅用于科研领域, 不宜用于临床诊断或其他用途。

### 组成:

名称 \ 编号	R21413	Storage
Triton X-100 溶液(10%,无菌)	100ml	4℃
说明书	一份	

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、按实验具体要求操作。
- 2、该试剂浓度较高, 一般稀释至 0.1%~1%后使用。

### 注意事项:

- 1、注意无菌操作, 避免细菌等污染。
- 2、温度较冷时, 有可能产生絮状无或者结晶, 应 25~37℃温浴至完全溶解。

**有效期:** 3 个月有效。