



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

人工结肠(无菌)

简介:

人工结肠液(无菌)其英文表述为 Artificial colonic fluid, 是模拟结肠液的组分和 pH 值的一种溶液, 人工结肠液(无菌)主要由磷酸盐、氨水等组成, 经无菌处理。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

组成:

名称 \ 编号	R22152	Storage
人工结肠液(无菌)	500ml	4℃
说明书	一份	

操作步骤(仅供参考):

- 1、根据具体实验要求操作。

注意事项:

- 1、人工结肠液(无菌)为无菌溶液, 如有无菌要求, 注意无菌操作。
- 2、人工结肠液(无菌)需密闭保存, 一旦开封应立即使用, 否则效率下降。
- 3、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效; 室温可保存 1 个月。