

## 氯化锂溶液(5mol/L,RNase free)

### 简介:

氯化锂(Lithium chloride)分子量为 42.39, 分子式为 LiCl, 可用作空气调节以及助焊剂、干燥剂等。氯化锂溶液(5mol/L,RNase free)由氯化锂、DEPC 处理水配制, 经高压灭菌处理。

### 组成:

氯化锂溶液(5mol/L,RNase free)	100ml	RT
--------------------------	-------	----

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、根据具体实验要求操作。

### 注意事项:

- 1、注意无菌操作, 避免微生物污染。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。

