

## 二苯卡巴脲-溴酚蓝混合指示剂

### 简介:

沉淀滴定用指示剂，主要用于汞盐滴定法测氯化物含量。也叫做二苯卡巴脲-溴苯酚蓝混合指示剂、二苯偶氮碳酸酯-溴苯酚蓝混合指示剂。沉淀滴定中用于测定卤素离子的指示剂。

### 组成:

二苯卡巴脲-溴酚蓝混合指示剂    100ml    2-8℃

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、按实验具体要求操作。

### 注意事项:

- 1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：6个月有效。

源叶生物